

Schaumplast entwickelt P650 konforme Verpackungslösung für gekühlten Blutproben - Versand

Die Schaumplast Reilingen GmbH hat für das Institut für Klinische Chemie am Klinikum der Universität München ein Verpackungssystem nach den Vorgaben der Verpackungsverordnung P650 entwickelt. Damit können medizinisch- / diagnostische Proben, die der UN Klasse 3373 unterliegen, einfach und sicher versandt werden. Der speziell gestaltete Umkarton weist alle erforderlichen Kennzeichnungen auf. Ein unabhängiges Testlabor hat die Einhaltung der P650 Norm bestätigt. So können Sie ihre Blutproben, die in Probenröhrchen, wie sie z.B. von der Firma Sarstedt vertrieben werden in die mit Trockeneis oder TempGuard Kühlakkus befüllte Styroporbox geben und so zum Versand bringen.

